




Dr. med. dent. **Stefan Wedler**
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Eschstraße 37, 32257 Bünde, Tel. 05223/ 492 70 70 • Fax -71
info@wedler-kieferorthopaedie.de, www.wedler-kieferorthopaedie.de



Mitgliedschaften: Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO),
Deutsche Gesellschaft Zahnärztliche Schlafmedizin (DGZS)

GEBRAUCHSANWEISUNG

GAUMENNAHT-ERWEITERUNGSAPPARATUR



- Schlüsseldraht in das hintere Loch stecken, Draht muß bis zur Biegung im Loch versinken.
- Schlüsseldraht in Pfeilrichtung (auf der Schraube ist ein Pfeil zu sehen) nach vorne zu den Schneidezähnen ziehen.
- Es soll _____ Tage lang 2x/Tag, idealerweise im Abstand von 12 Stunden, in Pfeilrichtung gedreht werden. Wenn am 6. Tag keine deutliche Lücke oder keine deutliche Verbreiterung der Lücke zwischen den oberen mittleren Schneidezähnen zu sehen ist: aufhören zu drehen und bitte melden.